

PE anti-human CD41

Mouse IgG1, kappa
HIP8



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B303706 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 303706

202,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HIP8
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD41

Clone: HIP8
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: gpIIb, CD41a
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=737>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>