

## FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl (FC)

Mouse IgG2a, kappa  
MOPC-173



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B400209 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400209

**38,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** MOPC-173  
**Format:** FITC  
**Isotype:** Mouse IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

FITC Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl (FC)

Clone: MOPC-173  
Isotype: Mouse IgG2a, kappa  
Other\_Names:  
Size: 25 tests

Reactivity:  
Format: FITC  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3042>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>