

PE/Cyanine5 anti-mouse/rat CD29

Armenian Hamster IgG
HMβ1-1



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B102219 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 102219

90,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HMβ1-1
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine5 anti-mouse/rat CD29

Clone: HMBeta1-1
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names: integrin beta1, VLA-beta chain, beta1 integrin, GPIIa, ITGB1
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse, Rat
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3504>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>