

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD11c

Armenian Hamster IgG
N418



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B117314 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 117314

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: 3D IHC, FC, ICC, IHC
Clone: N418
Format: A647
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD11c

Clone: N418

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: alphaX integrin, integrin alphaX chain, CR4, p150, ITGAX

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: A647

App_Abbrev: FC, IHC, ICC, 3D IHC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2703>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>