

PE/Cyanine5 anti-mouse CD3epsilon

Armenian Hamster IgG
145-2C11



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B100310 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 100310

159,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 145-2C11
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 100 µg

PE/Cyanine5 anti-mouse CD3epsilon

Clone: 145-2C11
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names: CD3epsilon, T3, CD3
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=26>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>