

APC anti-mouse TCR beta chain

Armenian Hamster IgG
H57-597



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B109212 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 109212

159,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: H57-597
Format: APC
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse TCR beta chain

Clone: H57-597
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names: TCR-beta chain, TCR-beta, beta-TCR
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=268>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>