

Purified anti-Cytochrome c

Mouse IgG1, kappa
6H2.B4



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B612301 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 612301

67,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: 6H2.B4
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Cytochrome c

Clone: 6H2.B4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Cyt c
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse, Rat, Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1999>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>