

Biotin anti-Cytochrome c

Mouse IgG1, kappa
6H2.B4



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B612303 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 612303

175,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 6H2.B4
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Biotin anti-Cytochrome c

Clone: 6H2.B4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Cyt c
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse, Rat, Human
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1997>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>