

Recombinant Human Galectin-3 (carrier-free)



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B599704 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 599704

118,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev:FC, ICFC

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Human Galectin-3 (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: LGALS3, L31, GAL3, MAC2, CBP35, GALBP, GALIG,

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9595>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>