

PE anti-human IL-13

Rat IgG1, kappa
JES10-5A2



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B501903 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 501903

88,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: JES10-5A2
Format: PE
Isotype: Rat IgG1, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 tests

PE anti-human IL-13

Clone: JES10-5A2
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names: Interleukin-13, NC30
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=940>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>