

Biotin anti-human IL-13

Rabbit Polyclonal IgG
Poly5020



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B502001 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 502001

300,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: Poly5020
Format: BIOTIN
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 50 µg

Biotin anti-human IL-13

Clone: Poly5020
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: Interleukin-13, NC30
Size: 50 µg

Reactivity: Human
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1356>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>