

FITC anti-human IFN-gamma

Mouse IgG1, kappa
4S.B3



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B502505 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 502505

76,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 4S.B3
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

FITC anti-human IFN-gamma

Clone: 4S.B3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Interferon-gamma, Immune interferon, Type II interferon, T cell interferon, Macrophage-activating factor (MAF), IFN-g, IFN-gamma

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1013>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>