

## FITC anti-human IFN-gamma

Mouse IgG1, kappa  
4S.B3



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B502506 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 502506

**179,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** 4S.B3  
**Format:** FITC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

FITC anti-human IFN-gamma

Clone: 4S.B3

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Interferon-gamma, Immune interferon, Type II interferon, T cell interferon, Macrophage-activating factor (MAF), IFN-g, IFN-gamma

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1013>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>