

ELISA MAX Standard Set Mouse IL-12/IL-23 (p40)



BioLegend
From Revvity

5PL

Artikel-Nr.: B431601 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 431601

212,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Format: ELISA_STD
Species of Origin: N/A
Verpackung: 5PL

ELISA MAX Standard Set Mouse IL-12/IL-23 (p40)

Clone:
Isotype:
Other_Names: IL-12 ELISA Kit,
Size: 5PL

Reactivity: Mouse
Format: ELISA_STD
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2254>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>