

FOXP3 Fix/Perm Buffer Set



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B421403 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 421403

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Format: SOLUTION
Species of Origin: N/A
Verpackung: 100 Tests

FOXP3 Fix/Perm Buffer Set

Clone:
Isotype:
Other_Names: FOXP3 Fixation/Permeabilization Buffer
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: SOLUTION
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2915>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>