

ELISA Wash Buffer (20X)



BioLegend
From Revvity

500 mL

Artikel-Nr.: B421601 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 421601

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:FC, ICFC

Format: SOLUTION

Verpackung: 500 ml

ELISA Wash Buffer (20X)

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 500 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3928>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>