

ELISA MAX Standard Set Human IL-4



BioLegend
From Revvity

5PL

Artikel-Nr.: B430301 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 430301

212,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Format: ELISA_STD
Species of Origin: N/A
Verpackung: 5PL

ELISA MAX Standard Set Human IL-4

Clone:
Isotype:
Other_Names: IL-4 ELISA Kit
Size: 5PL

Reactivity: Human
Format: ELISA_STD
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2230>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>