

Biotin anti-mouse Ig light chain lambda

Rat IgG2a, kappa
RML-42



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B407303 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 407303

67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: RML-42
Format: BIOTIN
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Biotin anti-mouse Ig light chain lambda

Clone: RML-42
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Immunoglobulin light chain lambda
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2632>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>