

Purified anti-rat IgG2a

Mouse IgG
MRG2a-83



BioLegend
From Revvity

500 µg
Artikel-Nr.: B407502 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 407502

137,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: MRG2a-83
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-rat IgG2a

Clone: MRG2a-83
Isotype: Mouse IgG
Other_Names: Immunoglobulin G2a
Size: 500 µg

Reactivity: Rat
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2635>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>