

FITC anti-rat IgG2a

Mouse IgG
MRG2a-83



BioLegend
From Revvity

500 µg
Artikel-Nr.: B407506 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 407506

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MRG2a-83
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

FITC anti-rat IgG2a

Clone: MRG2a-83
Isotype: Mouse IgG
Other_Names: Immunoglobulin G2a
Size: 500 µg

Reactivity: Rat
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3190>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>