

Purified anti-Allophycocyanin (APC)

Mouse IgG1, kappa
APC003



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B408002 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 408002

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: APC003
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-Allophycocyanin (APC)

Clone: APC003
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2646>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>