

Biotin anti-phycoerythrin (PE)

Mouse IgG1, kappa
PE001



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B408104 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 408104

95,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: PE001
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Biotin anti-phycoerythrin (PE)

Clone: PE001
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: PE
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2814>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>