

Purified anti-rat IgG2b

Mouse IgG1, kappa
MRG2b-85



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B408202 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 408202

137,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: MRG2b-85
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-rat IgG2b

Clone: MRG2b-85
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin G2b
Size: 500 µg

Reactivity: Rat
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2884>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>