

Purified anti-FITC

Mouse IgG1, lambda
FIT-22



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B408302 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 408302

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: FIT-22
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, lambda
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-FITC

Clone: FIT-22

Isotype: Mouse IgG1, lambda

Other_Names: Fluorescein isothiocyanate

Size: 500 µg

Reactivity:

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3484>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>