

Biotin anti-KLH

Mouse IgG1, kappa
MTK2113



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B408504 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 408504

95,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MTK2113
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Biotin anti-KLH

Clone: MTK2113
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: keyhole limpet hemocyanin (KLH)
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3489>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>