

PE anti-mouse IgD

Rat IgG2a, kappa
11-26c.2a



BioLegend
From Revvity

200 µg
Artikel-Nr.: B405706 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405706

234,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 11-26c.2a
Format: PE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse IgD

Clone: 11-26c.2a
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Immunoglobulin D
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1379>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>