

Purified anti-mouse IgM

Rat IgG2a, kappa
RMM-1



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B406501 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 406501

52,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA, FC
Clone: RMM-1
Format: PURE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse IgM

Clone: RMM-1
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Immunoglobulin M
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ELISA
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2331>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>