

APC anti-mouse IgM

Rat IgG2a, kappa
RMM-1



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B406509 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 406509

177,75 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: RMM-1

Format: APC

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse IgM

Clone: RMM-1

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Immunoglobulin M

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2335>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>