

Biotin anti-mouse IgG3

Rat IgG
RMG3-1



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B406803 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 406803

67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: RMG3-1
Format: BIOTIN
Isotype: Rat IgG
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Biotin anti-mouse IgG3

Clone: RMG3-1
Isotype: Rat IgG
Other_Names: Immunoglobulin G3
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2524>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>