

PE anti-mouse IgE

Rat IgG1, kappa
RME-1



BioLegend
From Revvity

200 µg
Artikel-Nr.: B406908 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 406908

244,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: RME-1
Format: PE
Isotype: Rat IgG1, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 200 µg

PE anti-mouse IgE

Clone: RME-1
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin E
Size: 200 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3267>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>