

Purified anti-mouse IgG2a

Rat IgG
RMG2a-62



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B407101 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 407101

57,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: RMG2a-62
Format: PURE
Isotype: Rat IgG
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

Purified anti-mouse IgG2a

Clone: RMG2a-62
Isotype: Rat IgG
Other_Names: Immunoglobulin G2a
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2627>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>