

PE Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgM, kappa
MM-30



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B401609 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 401609

79,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MM-30
Format: PE
Isotype: Mouse IgM, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

PE Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Clone: MM-30
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names:
Size: 25 µg

Reactivity:
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3163>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>