

APC Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgM, kappa
MM-30



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B401616 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 401616

133,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MM-30
Format: APC
Isotype: Mouse IgM, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Clone: MM-30
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names:
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3164>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>