

Alexa Fluor® 488 Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgM, kappa
MM-30



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B401617 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 401617

141,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MM-30
Format: A488
Isotype: Mouse IgM, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 488 Mouse IgM, kappa Isotype Ctrl

Clone: MM-30
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3165>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>