

Purified Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl

Syrian Hamster IgG
SHG-1



BioLegend
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B402002 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 402002

104,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: SHG-1
Format: PURE
Isotype: Syrian Hamster IgG
Species of Origin: Syrian Hamster
Verpackung: 500 µg

Purified Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: SHG-1
Isotype: Syrian Hamster IgG
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Syrian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2273>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>