

PE/Cyanine5 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl

Syrian Hamster IgG
SHG-1



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B402009 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 402009

76,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: SHG-1
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Syrian Hamster IgG
Species of Origin: Syrian Hamster
Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine5 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: SHG-1
Isotype: Syrian Hamster IgG
Other_Names:
Size: 25 µg

Reactivity:
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Syrian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2278>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>