

PE Streptavidin



BioLegend
From Revvity

500 µg
Artikel-Nr.: B405204 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405204

156,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:FC, ICFC

Format: PE

Verpackung: 500 µg

PE Streptavidin

Clone:

Isotype:

Other_Names: Streptavidin-Phycoerythrin, SAV-PE

Size: 500 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All Species

Format: PE

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1475>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>