

APC Goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity)

Goat Polyclonal IgG
Poly4054



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B405407 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405407

190,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: Poly4054
Format: APC
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Species of Origin: Goat
Verpackung: 100 µg

APC Goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity)

Clone: Poly4054
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity: Rat
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1384>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>