

FITC Goat anti-hamster (Armenian) IgG

Goat Polyclonal IgG
Poly4055



BioLegend
From Revvity

500 µg
Artikel-Nr.: B405502 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405502

124,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: Poly4055
Format: FITC
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Species of Origin: Goat
Verpackung: 500 µg

FITC Goat anti-hamster (Armenian) IgG

Clone: Poly4055
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Other_Names:
Size: 500 µg

Reactivity: Armenian Hamster
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1393>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>