

## Biotin Goat anti-hamster (Syrian) IgG

Goat Polyclonal IgG  
Poly4056



**BioLegend**  
From Revvity

500 µg

Artikel-Nr.: B405601 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 405601

**300,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** Poly4056  
**Format:** BIOTIN  
**Isotype:** Goat Polyclonal IgG  
**Species of Origin:** Goat  
**Verpackung:** 500 µg

Biotin Goat anti-hamster (Syrian) IgG

Clone: Poly4056  
Isotype: Goat Polyclonal IgG  
Other\_Names:  
Size: 500 µg

Reactivity: Hamster  
Format: BIOTIN  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1389>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>