

## PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa  
MG2b-57



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B401208 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 401208

**94,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** MG2b-57  
**Format:** PE  
**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG2b-57  
Isotype: Mouse IgG2b, kappa  
Other\_Names:  
Size: 100 tests

Reactivity:  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2468>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>