

## Purified Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG3, kappa  
MG3-35



**BioLegend**  
From Revvity

50 µg  
Artikel-Nr.: B401301 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 401301

**38,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ChIP, FC  
**Clone:** MG3-35  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Mouse IgG3, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 50 µg

Purified Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG3-35  
Isotype: Mouse IgG3, kappa  
Other\_Names:  
Size: 50 µg

Reactivity:  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC, ChIP  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2470>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>