

Biotin Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG3, kappa
MG3-35



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B401303 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 401303

57,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MG3-35
Format: BIOTIN
Isotype: Mouse IgG3, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 µg

Biotin Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG3-35
Isotype: Mouse IgG3, kappa
Other_Names:
Size: 50 µg

Reactivity:
Format: BIOTIN
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2472>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>