

Purified Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Mouse (BALB/c) IgG1, kappa
MG1-45



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B401401 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 401401

38,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: MG1-45
Format: PURE
Isotype: Mouse (BALB/c) IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 µg

Purified Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG1-45
Isotype: Mouse (BALB/c) IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 50 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2621>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>