

## Purified Rat IgG2c, kappa Isotype Ctrl

Rat IgG2c, kappa  
RTK4174



**BioLegend**  
From Revvity

500 µg  
Artikel-Nr.: B400702 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400702

**113,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB  
**Clone:** RTK4174  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Rat IgG2c, kappa  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 500 µg

Purified Rat IgG2c, kappa Isotype Ctrl

Clone: RTK4174  
Isotype: Rat IgG2c, kappa  
Other\_Names:  
Size: 500 µg

Reactivity:  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1850>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>