

FITC Rat IgG2c, kappa Isotype Ctrl

Rat IgG2c, kappa
RTK4174



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B400705 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400705

67,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: RTK4174
Format: FITC
Isotype: Rat IgG2c, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 50 µg

FITC Rat IgG2c, kappa Isotype Ctrl

Clone: RTK4174
Isotype: Rat IgG2c, kappa
Other_Names:
Size: 50 µg

Reactivity:
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1847>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>