

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Armenian Hamster IgG
HTK888



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B400901 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400901

38,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ChIP, FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB
Clone: HTK888
Format: PURE
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 50 µg

Purified Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: HTK888
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names:
Size: 50 µg

Reactivity:
Format: PURE
App_Abbrev: FC, ICFC, IP, ICC, IHC, WB, FA, ChIP
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1780>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>