

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Armenian Hamster IgG
HTK888



BioLegend
From Revvity

50 µg
Artikel-Nr.: B400905 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400905

72,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HTK888
Format: FITC
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 50 µg

FITC Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: HTK888
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names:
Size: 50 µg

Reactivity:
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1776>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>