

## PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Armenian Hamster IgG  
HTK888



**BioLegend**  
From Revvity

25 µg  
Artikel-Nr.: B400907 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400907

**69,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** HTK888  
**Format:** PE  
**Isotype:** Armenian Hamster IgG  
**Species of Origin:** Armenian Hamster  
**Verpackung:** 25 µg

PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: HTK888  
Isotype: Armenian Hamster IgG  
Other\_Names:  
Size: 25 µg

Reactivity:  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1778>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>