

PE/Cyanine5 Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Armenian Hamster IgG
HTK888



BioLegend
From Revvity

25 µg

Artikel-Nr.: B400909 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 400909

76,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HTK888
Format: PE_CYANINE5
Isotype: Armenian Hamster IgG
Species of Origin: Armenian Hamster
Verpackung: 25 µg

PE/Cyanine5 Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

Clone: HTK888
Isotype: Armenian Hamster IgG
Other_Names:
Size: 25 µg

Reactivity:
Format: PE_CYANINE5
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1779>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>